

VetCare

Gestione Ricoveri Veterinari

Manuale Utente Completo

Guida all'uso dell'applicazione per la gestione dei pazienti ricoverati, parametri vitali e terapie.

Versione: maggio 2026

Generato: 23/05/2026

INDICE

1. Introduzione
2. Schermata Lista Pazienti
3. Nuovo Paziente
4. Dettaglio Paziente
5. Rilevazioni Vitali
6. Terapie
7. Lavagna Giornaliera (Board)
8. Installazione come App
9. Tips & Trucchi
10. Domande Frequenti

1. INTRODUZIONE

VetCare è un'applicazione mobile-first per la gestione integrata dei pazienti ricoverati in cliniche veterinarie. Consente di:

- Mantenere l'elenco dei pazienti ricoverati con anagrafica completa
- Registrare rilevazioni giornaliere di parametri vitali
- Gestire il piano terapeutico con calcolo automatico dei dosaggi
- Visualizzare una lavagna giornaliera per il monitoraggio collettivo
- Installare come app nativa su iOS e Android

Requisiti Tecnici

- Dispositivo iOS o Android con browser moderno
- Connessione internet per sincronizzazione dati
- Nessuna installazione: accedi direttamente dal browser
- Funziona offline con cache automatica

2. SCHERMATA LISTA PAZIENTI

La schermata principale mostra l'elenco di tutti i pazienti ricoverati. Questo è il punto di partenza dell'applicazione.

Elementi Principali

- Titolo: VetCare - Ricoverati
- Contatore: numero di ricoverati attivi e dimessi
- Schede pazienti: ogni paziente è rappresentato con una card contenente nome, specie, giorni di ricovero, stato di salute

Badge di Stato

Ogni paziente ha un badge colorato che indica lo stato clinico:

- STABILE (verde): paziente in buone condizioni
- CRITICO (rosso): paziente che richiede monitoraggio intensivo
- DIMESSO (grigio): paziente dimesso (archivio)

Pulsanti Azione

- FAB (+) in basso a destra: aggiunge un nuovo paziente
- Board Button: accede alla lavagna giornaliera per il monitoraggio collettivo
- Timer Button: attiva un timer di 10 secondi

3. NUOVO PAZIENTE

Per aggiungere un nuovo paziente, tocca il pulsante + dalla lista. Si apre un form con i seguenti campi:

Dati Anagrafici

- Nome paziente: identificativo univoco (obbligatorio)
- Specie: cane/gatto/criceto/ecc. (dropdown)
- Razza: razza della specie
- Eta: in formato "2a 3m" (anni e mesi)
- Peso: in kg (obbligatorio per calcolo dosaggi)

Dati Proprietario

- Nome proprietario
- Telefono proprietario

Dati Clinici

- Stato: scegliere tra Stabile, Critico
- Dieta: dropdown con 80+ diete veterinarie
- Allergie: campo libero per annotare allergie
- Note: osservazioni generali sul paziente

4. DETTAGLIO PAZIENTE

Accedi cliccando su un paziente dalla lista. La pagina è organizzata in 3 tab per una visualizzazione ordinata delle informazioni.

Tab 1: Anagrafica (Default)

Mostra tutti i dati registrati al momento dell'ammissione:

- Nome, specie, razza, età, peso
- Proprietario e telefono
- Data di ricovero
- Tasto Modifica per cambiare i dati

Tab 2: Scheda

Visualizza le informazioni cliniche aggiornate:

- Stato attuale (Stabile/Critico) con toggle per modificare
- Dieta e allergie
- Lista di tutte le rilevazioni vitali registrate
- Per ogni rilevazione: data, ora, e parametri (T, FC, FR)

Tab 3: Terapie

Elenco di tutte le terapie prescritte:

- Farmaco, dose, unità di misura, via di somministrazione
- Frequenza (ogni X ore)
- Pulsante Info per espandere dettagli
- Tasti Modifica, Sospendi, Elimina per ogni terapia

5. RILEVAZIONI VITALI

La rilevazione dei parametri vitali è il cuore del monitoraggio clinico. Accedi dal tab Scheda del paziente.

Parametri Rilevabili

- Temperatura corporea (°C)
- Peso attuale (kg)
- Frequenza cardiaca FC (bpm)
- Frequenza respiratoria FR (atti/min)
- Tipo di respiro: normale / tachipnea / bradipnea / dispnea
- Disidratazione: percentuale (0-12%)
- Sensorio: sveglio / depresso / stordito / coma
- Mucose: normali / pallide / cianotiche / itteriche
- Feci: normali / morbide / diarroiche / assenti
- Urine: normali / rare / assenti
- Produzione urinaria: ml registrati in X ore
- Stato dell'acqua e del cibo

Alimentazione Enterale

Se il paziente è alimentato enteralmente (sonda):

- Frazione RER: 1/3, 2/3, o 3/3 dei fabbisogni energetici
- Calcolo automatico in ml/kg/h based on RER formula

6. TERAPIE

Gestisci il piano terapeutico del paziente. Accedi dal tab Terapie nel dettaglio paziente.

Aggiungere una Terapia

- Farmaco: autocomplete da database di 40+ farmaci veterinari
- Dose: numero + unita (mg, ml, UI, ecc.)
- Calcolo automatico per peso/eta
- Via di somministrazione: EV, IM, SC, PO, oculare, ecc.
- Frequenza: ogni X ore
- Prescrittore: nome del veterinario responsabile
- Note: osservazioni specifiche

Modifica e Gestione

- Modifica: aggiorna dose, frequenza, prescrittore
- Sospendi: disattiva temporaneamente la terapia
- Elimina: rimuove completamente la terapia

7. LAVAGNA GIORNALIERA (BOARD)

Una vista a tabella landscape per monitorare tutti i pazienti in una sola schermata. Accedi dal pulsante Board.

Layout

- Asse Y: lista pazienti (nome, kg, stato, allergie)
- Asse X: ore della giornata (8-20)
- Celle: parametri vitali e terapie tracciati per orario

Parametri Vitali (Riga Separata)

Per ogni paziente c'è una riga dedicata ai vitali:

- Mostra T, FC, FR se registrati nell'ora
- Sfondo: color accent se dati presenti
- Cliccabile: apre il dettaglio della rilevazione

Terapie (Righe Sottostanti)

Ogni terapia attiva ha una riga separata:

- X cliccabile per marcare come somministrata
- Lo stato si colora di rosso quando somministrato
- Lo stato di somministrazione è salvato in localStorage

8. INSTALLAZIONE COME APP

VetCare è una Progressive Web App (PWA) e può essere installata come app nativa sul tuo dispositivo.

Su iOS (Safari)

1. Apri il browser Safari
2. Naviga a: <https://kave2788.github.io/vetcare-web/>
3. Tocca il pulsante Condividi (freccia in su)
4. Seleziona Aggiungi alla Home
5. Assegna un nome e tocca Aggiungi
6. L'app è ora sulla home screen

Su Android (Chrome)

1. Apri Chrome
2. Naviga a: <https://kave2788.github.io/vetcare-web/>
3. Tocca il menu (tre puntini) in alto a destra
4. Seleziona Installa app
5. Conferma l'installazione
6. L'app appare tra le app installate

Vantaggi dell'App Installata

- Accesso diretto da home screen
- Funziona offline con sincronizzazione automatica
- Icona native con branding VetCare
- Gestione della Dynamic Island su iPhone 14+

9. TIPS & TRUCCHI

Timer 10s: Il pulsante Timer è utile per cronometrare somministrazioni rapide. Tocca, parti il timer, e quando scade riceverai una vibrazione.

Ricerca Farmaci: Quando aggiungi una terapia, digita anche parzialmente il nome del farmaco. L'autocomplete ti suggerirà i farmaci disponibili.

Calcolo RER: La formula RER (Resting Energy Requirement) è automatica: $70 \times \text{kg}^{0.75}$ kcal/die.

Privacy e Dati: Tutti i dati sono salvati su Supabase con crittografia. L'app non accede a fotocamera, ubicazione o contatti.

Offline Mode: Se perdi la connessione, l'app continua a funzionare con i dati in cache. Quando torni online, le modifiche si sincronizzano automaticamente.

Flusso Tipico di Lavoro: 1) Apri la lista pazienti 2) Tocca il paziente 3) Aggiungi rilevazione vitale 4) Modifica terapie 5) Accedi al board 6) Usa il timer

10. DOMANDE FREQUENTI

P: L'app richiede login?

R: No, l'app è pubblica e non richiede autenticazione.

P: Posso eliminare un paziente?

R: Sì, dalla lista pazienti. Attenzione: l'operazione è irreversibile.

P: Come cerco un paziente?

R: Scorri la lista o filtra per stato. La ricerca full-text potrebbe essere aggiunta in futuri aggiornamenti.

P: I dati si sincronizzano tra dispositivi?

R: Sì, Supabase è il backend centralizzato. Se accedi da più dispositivi, vedrai sempre gli stessi dati aggiornati.

P: Che browser devo usare?

R: Qualsiasi browser moderno (Safari, Chrome, Firefox). Su iOS, Safari è consigliato.

P: Come resetto i dati?

R: Cancella i dati del sito dalle impostazioni del browser. ATTENZIONE: questa azione cancella anche la cache locale.

SUPPORT E CONTATTI

Per domande, segnalazione bug, o richieste di nuove funzionalità, contatta il team di sviluppo.

Repository GitHub:

<https://github.com/Kave2788/vetcare-web>

Versione: maggio 2026

Data di generazione: 23 maggio 2026

Copyright © 2026 VetCare. Tutti i diritti riservati.